

Rôle : Remplir d'eau le cristalliseur et l'éprouvette.
Retourner à sa place.

Rôle : Mettre gants et lunette de protection.
Mesurer mL d'acide chlorhydrique et l'introduire dans le dispositif.
Retourner à sa place.

Rôle : Peser dans une coupelle 1,0 g d'hydrogénocarbonate de sodium et l'introduire dans le dispositif.
Retourner à sa place.

Rôle : Mettre les deux réactifs en contact et mesurer le volume de CO_2 .
Retourner à sa place.