


MATERIEL POUR LE CYANOTYPE

STUDIO PHOTO



Nancy WILSON-PAJIC - Anastasia, robe de Christian Lacroix

PRÉSENTATION

Le cyanotype permet de garder la trace en négatif de tous les objets. Leur degré de transparence ou de translucidité donnera des variations de bleu jusqu'au blanc pour les plus opaques.

Les objets les plus dentelés, aux contours cisailés sont étonnamment détaillés sur le support.

OBJETS A INSOLER

Feuilles d'arbres, plumes, tissus, papiers translucides, opaques ou transparents, insectes, bouteille, dentelle, tartatane...

PRODUITS

- Solution A : Potassium Ferricyanide
 - Solution B : Ferric Ammonium Citrate
- Cf. Cyanotype Jacquard Set de sensibilisants par exemple.



MATERIEL DIVERS

- Un contenant (ex : bac de glace au litre)
- Seringue
- Chiffon ou essuie tout
- Support : Papier, tissu, carton...
- Plaque de verre ou de plexiglass
- Bassine d'eau
- Gants



BONUS

- Tablier et des protections (lunettes, gants)
- Plaque de verre
- Vinaigre ou eau oxygénée
- Pincés à linge
- Support de séchage



